



事務連絡  
令和5年(2023年)3月17日

関係団体の長様

長野県健康福祉部長

アレルギーを含む食品の検査方法について

このことについて、令和5年3月9日付けで、消費者庁食品表示企画課から別添写しのとおり、事務連絡がありましたので、御了知いただくとともに、関係事業者への周知について御配意願います。

食品・生活衛生課 食品衛生係  
(課長) 久保田耕史 (担当) 荒川知幸  
直通電話 026-235-7155  
FAX 026-232-7288  
E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp



(改正後全文)

事務連絡  
平成 22 年 9 月 10 日  
(最終改正：令和 5 年 3 月 9 日)

各 都道府県  
保健所設置市  
特別区  
衛生主管部(局)担当者 御中

消費者庁食品表示企画課

### アレルギーを含む食品の検査方法について(参考)

アレルギーを含む食品の検査方法については、「食品表示基準について」(平成 27 年 3 月 30 日消食表第 139 号消費者庁次長通知) 別添によりお示ししたところですが、検査に用いるキット等に関して、下記のとおり参考情報をお知らせします。

#### 記

- 1 現在までに試験室間バリデーションあるいは改良検査法としての評価が行われ、条件を満たす旨のデータが提示されている定量検査キット

日本ハム(株)	FASTKITエライザVer. IIIシリーズ(卵、牛乳、小麦、そば、落花生、くるみ)
(株)森永生科学研究所	モリナガFASPEKエライザII(卵(卵白アルブミン)、牛乳、小麦(グリアジン)、そば、落花生、くるみ)
プリマハム(株)	アレルギーアイELISA IIシリーズ(卵(オボアルブミン)、牛乳( $\beta$ -ラクトグロブリン)、小麦、そば、落花生)
日水製薬(株) <sup>※2</sup>	FAテスト EIA- (甲殻類II「ニッスイ」 <sup>※1</sup> 、くるみ)
マルハニチロ(株)	甲殻類キットII「マルハニチロ」 <sup>※1</sup>

※1 えび、かにの定量検査キットである、「FAテスト EIA-甲殻類II「ニッスイ」」及び「甲殻類キットII「マルハニチロ」」は、えび、かにを区別せず甲殻類としてまとめて検出するキットである。

※2 令和 5 年 4 月 1 日以降は「島津ダイアグノスティクス株式会社」に社名が変更予定である。

- 2 現在までに試験室間バリデーションが行われ、条件を満たす旨のデータが提示されているウエスタンブロットキット

(株)森永生科学研究所	モリナガFASPEK卵ウエスタンブロットキット(卵白アルブミン、オボムコイド)モリナガFASPEK牛乳ウエスタンブロットキット(カゼイン、 $\beta$ -ラクトグロブリン)
-------------	--

3 定性PCR法用検出プライマー等についての問い合わせ先

(1) 定性PCR法

①そば検出用プライマー対、小麦検出用プライマー対

㈱日清製粉グループ本社 研究推進グループ、Tel. 049-267-3916、 Fax. 049-266-5166

②動物DNA検出用プライマー対

日清食品ホールディングス㈱ グローバル食品安全研究所、Tel. 042-696-7707、Fax. 042-696-7748

③えび検出用プライマー対、かに検出用プライマー対

ハウス食品グループ本社(株) 研究開発本部 知的財産部、Tel. 043-237-5211、Fax. 043-237-2900

(2) 定性リアルタイムPCR法

①落花生検出用プライマー対及びプローブ、そば検出用プライマー対及びプローブ、小麦

検出用プライマー対及びプローブ、くるみ検出用プライマー対及びプローブ (PCR-H法)

ハウス食品グループ本社(株) 研究開発本部 知的財産部、Tel. 043-237-5211、Fax. 043-237-2910

②くるみ検出用プライマー対及びプローブ (PCR-N法)

日清食品ホールディングス(株)グローバル食品安全研究所、Tel. 042-696-7707、Fax. 042-696-7748

(3) PCR-核酸クロマト法

①くるみ検出用プライマー対

日清食品ホールディングス(株)グローバル食品安全研究所、Tel. 042-696-7707、Fax. 042-696-7748

4 定量検査法の検査キット、定性ウエスタンブロットキット、及び定性PCR法用検出プライマー等の製造元

①FASTKITエライザVer. IIIシリーズ(卵、牛乳、小麦、そば、落花生、くるみ)

日本ハム株式会社中央研究所

〒300-2646 茨城県つくば市緑ヶ原3-3 Tel. 029-847-7811 Fax. 029-847-7822

②モリナガFASPEKエライザII (卵(卵白アルブミン)、牛乳、小麦(グリアジン)、そば、落花生、くるみ)及びモリナガFASPEK特定原材料ウエスタンブロットキット

株式会社森永生科学研究所

〒230-8504 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2-1-1 Tel. 045-586-2514 Fax. 045-586-251

7

③アレルゲンアイELISA IIシリーズ(卵(オボアルブミン)、牛乳( $\beta$ -ラクトグロブリン)、小

麦、そば、落花生)

プリマハム株式会社基礎研究所

〒300-0841 茨城県土浦市中向原635 Tel. 029-842-4333 Fax. 029-842-5216

④FAテスト EIA- (甲殻類Ⅱ「ニッスイ」、くるみ)

日水製薬株式会社\*

〒110-0005 東京都台東区上野3-24-6 Tel. 03-5846-5707 Fax. 03-5846-5629

※上記1の※2参照

⑤甲殻類キットⅡ「マルハニチロ」

マルハニチロ株式会社

〒135-8605 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント Tel. 03-6833-4178 Fax. 03-6833-0092

⑥動物DNA検出用プライマー対 (3(1)②)、そば検出用プライマー対 (3(1)①)、小麦検出用プライマー対 (3(1)①)

オリエンタル酵母工業株式会社

〒174-8505 東京都板橋区小豆沢3-6-10 Tel. 03-3968-1192 Fax. 03-3968-4863

⑦えび検出用プライマー対 (3(1)③)、かに検出用プライマー対 (3(1)③)、落花生検出用プライマー対及びプローブ (3(2)①)、そば検出用プライマー対及びプローブ (3(2)①)、小麦検出用プライマー対及びプローブ (3(2)①)、くるみ検出用プライマー対及びプローブ (3(2)①)

株式会社ファスマック

〒243-0041 神奈川県厚木市緑ヶ丘5-1-3 Tel. 046-295-8787 Fax. 046-294-3738

⑧くるみ検出用プライマー対 (3(3)①)

株式会社生体分子計測研究所 広島研究所

〒739-0046 広島県東広島市鏡山3-13-60 広島起業化センター Tel. 082-431-4521 Fax. 082-431-4522

照会先：消費者庁食品表示企画課 宇野、平木  
Tel:03-3507-8800 (内線 2322、2323)

